



## DÉTERMATIC

Détergent liquide pour lave-vaisselle industriel

### DESCRIPTION

DETERMATIC est un détergent liquide ultra concentré de très haute qualité, biodégradable et sans chlore. Il a été spécialement conçu pour les lave-vaisselles automatiques avec système de nettoyage à injection séparé de chlore. Il contient 100% d'ingrédients nettoyants actifs, ne mousse pas et enlève facilement et efficacement les dépôts sur les ustensiles, l'acier inoxydable, la verrerie et la porcelaine sans l'endommager. DETERMATIC ne contient aucun phosphate ou autres produits nocifs pour l'environnement.

### AVANTAGES

1. Il est biodégradable, sans phosphate et sans danger pour les fosses septiques.
2. Sa formule spéciale fait d'ingrédients nettoyants actifs déloge facilement les dépôts, graisse et taches tenaces sur la vaisselle.
3. Contient des produits anticalcaires qui protègent la vaisselle et le lave-vaisselle.
4. Agit efficacement en eau dure et douce.
5. Sans danger pour l'acier inoxydable, la verrerie et la porcelaine.
6. Ne forme pas de mousse.



### DONNÉES TECHNIQUES

pH (tel quel) .....	Supérieur à 13,0
Densité (20°C) .....	1,20
Couleur .....	Rouge
Odeur .....	Aucun
Caractéristique .....	Aucun
Biodégradabilité .....	Complète
Point d'éclair .....	Supérieur à 100°C
Stabilité au gel/dégel .....	Garder hors du gel

La biodégradabilité a été déterminée selon l'essai no. 301D de l'OCDE.

### MODE D'EMPLOI

DETERMATIC est distribué automatiquement dans le lave-vaisselle avec système de nettoyage à injection séparé de chlore. UTILISER SELON LES INSTRUCTIONS DE VOTRE REPRÉSENTANT LOCAL. La température de lavage doit être réglée à un minimum de 60°C.

**USINES ALIMENTAIRES:** L'équipement et les surfaces qui sont en contact direct avec les aliments doivent être rincés avec de l'eau potable après avoir été nettoyées avec ce produit. Éviter la contamination des aliments pendant l'utilisation. Ne pas remiser dans les lieux de transformation ou d'entreposage des aliments.

## Manic Sanitation

66, rue Fraser, Rivière-du-Loup (Québec) G5R 1C2

Tél.: 418-862-6393 | 1-800-463-4445

[manicsanitation@hotmail.com](mailto:manicsanitation@hotmail.com) | [www.manicsanitation.com/](http://www.manicsanitation.com/)