

Mousse à base d'alcool pour les mains

# InstantFOAM™

**LE + PRODUIT**  
Exclusivité mondiale DEB  
Figure sur la liste positive  
SFHH 2008

## Mousse à base d'alcool pour la désinfection des mains sans rinçage

### > Caractéristiques

Solution à base d'alcool sous forme de mousse onctueuse  
S'utilise seule ou en complément d'un lavage simple des mains

### > Formule hypoallergénique

Testée cliniquement sous contrôle dermatologique

### > Bactéricide (conforme aux normes EN 1040, EN 1500 3ml/15 sec. EN 1276 et NF T 72-170) fongicide (EN 1275) et virucide (grippe aviaire H3N8, Norwalk, grippe humaine H3N2, Herpès rotavirus, Hépatite A, HIV)

### > Test d'hydratation résiduelle par application

### > Cartouche rétractable avec pompe intégrée à usage unique. Système breveté depuis 1997

### > Produit compatible avec les gants en latex et de nitrile Test de non transfert de goût aux denrées alimentaires

### > Avantages clients

Facilité d'application (ne coule pas entre les doigts) Hygiène, économie et gain de temps garantis lors de l'utilisation  
Désinfection rapide des mains en l'absence de point d'eau

### > Tolérance cutanée accrue

### > Testée sur souches spécifiques au milieu médical Produit efficace pour lutter contre les contaminations croisées et les T.I.A.C.

### > Action hydratante après application Produit non desséchant après applications répétées

### > Produit utilisé jusqu'à la dernière dose Optimisation du volume de déchets Hygiène garantie

### > Sécurité d'utilisation

InstantFOAM fait partie du programme d'hygiène en 3 étapes Deb Proline destiné au milieu médical :

**1 LAVAGE - 2 DÉSINFECTION PAR LAVAGE OU PAR FRICTION - 3 HYDRATATION**

### Mode d'utilisation

Prélever 2 doses. Appliquer sur mains propres et sèches.  
Frictionner les mains. Ne pas rincer. Ne pas essuyer.

### Gamme et Conditionnements



Référence	IAF47ML	IAF250ML	IAF1000ML	DISPSTDCH
Compatible avec automatique	----	----	Distributeur manuel Proline	Distributeur
			InstantFOAM : PRO00BL_IFOAM	TouchFREE
			Distributeur automatique TouchFREE	InstantFOAM : PRO00TF_IFOAM
			InstantFOAM : PRO00TF_IFOAM	
Condt. Unitaire	Flacon-pompe 47 ml	Flacon-pompe 250 ml	Cartouche rétractable 1L	Station de désinfection H.1.5 m
Carton	12 unités	6 unités	6 unités	1